

Ohrlochstechen: sanft und hygienisch

Das neue System 75™ sorgt für sicheres und hygienisches Ohrlochstechen – einfach, schnell und professionell. Der Stechvorgang läuft aufgrund des Kartuschen-Designs steril ab, da weder das Stechinstrument noch der Ohrstecker während des Stechens berührt werden. Die Anwendung ist einfach: Kartusche inklusive Ohrstecker auf das Instrument System 75™ aufsetzen und nach dem Stechen die leere Kartusche wieder abziehen und entsorgen. Die sterilen, anti-allergischen Ohrstecker sind aus nickelabgabefreiem Chirurgenstahl (316L) und von internationalen Gesundheitsministerien geprüft und anerkannt. Das Ohrlochstechen erfolgt sanft, lautlos und hygienisch gemäß EU-Hygienevorschriften. Zum Start speziell für Pädiater und HNO-Ärzte bietet Studex® ein „Rundum-Sorglos-Paket“ mit 72 Paar Ohrstecker, Zubehör zum Ohrlochstechen, Display mit 12 Mustersteckern, Werbematerial einem Trainingsvideo und Übungsmaterial.

www.studex.de



**Hygienisches
System, einfach
in der Handha-
bung**